

## イージーコントロール ORP 120

EasyControl ORP 120 / S8



P/N : 238523

### 仕様

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 測定原理         | 複合電極；比較電極に対する酸化還元電位測定 |
| 測定レンジ        | -2000mV ~ +2000mV     |
| a-長さ（電極長）    | 120mm                 |
| 電極直径         | 12mm                  |
| センサーケーブル接続規格 | S8                    |
| プロセス接続規格     | PG13.5                |
| 接液アース機能      | 無し                    |
| 比較電極仕様       | Ag/AgCl               |
| 比較電極電解質      | ゲル状電解質                |
| 作用電極形状       | プラチナ線                 |
| 作用極取り付け      | Pt線をガラス管に溶接           |
| 隔膜仕様         | セラミック                 |
| 隔膜数          | 1                     |
| 温度センサー       | 無し                    |
| 接液部材質        | ガラス、FKM               |
| O-リング材質      | FKM                   |
| 導電率          | 5 $\mu$ S/cm 以上       |
| 使用温度範囲       | 0~60°C                |
| プロセス圧力       | 0~0.2MPa              |
| CIP 可否       | 不可                    |
| SIP 可否       | 不可                    |
| オートクレーブ可否    | 不可                    |
| ATEX 取得認証    | 無し                    |
| IECEX 取得認証   | 無し                    |
| 推奨保存液        | ハミルトン保存液もしくは 3M KCl   |
| 製造番号表示       | 有り                    |
| 添付証明書        | 無し                    |

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。ご検討の際は予め担当まで確認をお願い申し上げます。

ハンディ

| MODEL  | 内容                         |
|--------|----------------------------|
| TS-110 | pH,ORP ハンディモニター シリアル通信機能付き |

デスクトップ

| MODEL   | 内容                       |
|---------|--------------------------|
| SP-2300 | pH,ORP 卓上モニター シリアル通信機能付き |


プロセス測定用モニター

| MODEL   | 内容                           |
|---------|------------------------------|
| PC-100  | ハーフサイズモニター アナログ出力×1          |
| PC-110  | ハーフサイズモニター アナログ出力×1、接点出力×1   |
| PC-3110 | 96mm サイズモニター アナログ出力×2、接点出力×2 |

アクセサリ

| P/N    | 内容                                |
|--------|-----------------------------------|
| 355072 | S7 / オープンエンドケーブル 1m               |
| 355066 | S7 / オープンエンドケーブル 5m               |
| 355080 | S7 / オープンエンドケーブル 10m              |
| 238290 | 洗浄液セット (酸洗浄液、アルカリ洗浄液、保存液) 各 500mL |
| 238228 | ORP 校正液 271mV / 500mL             |
| 238931 | 保存液 500mL                         |

寸法



輸入検査販売元  
株式会社ティ・アンド・シー・テクニカル  
商品開発部門 技術営業 Gr  
お問い合わせメール pd\_contact@tactec.jp  
電話(代) 0297-83-0721

販売店